



PRIM *Fisioterapia y Rehabilitación*



***BICICLETA ELÍPTICA
M-8530***

Bicicleta elíptica E-Motion M- 8530



BICICLETA ELÍPTICA M-8530

Bicicleta elíptica E-Motion modelo M-8530



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de alimentación autogenerado con resistencia electromagnética. No precisa conexión a la red.
- Estructura de acero reforzado de gran rigidez.
- Panel de control con pantalla táctil de color, orientable.
- Programas de control cardíaco CPC con indicador de la gráfica del pulso y estadística del ejercicio.
- 6 programas básicos y 6 programas avanzados con duración e intensidad programables: manual, fitness, random, rolling, fat burn, ascent, constant power, iron man, mountain, weight lose, interval y valley.
- Indicadores de la estadística del ejercicio, velocidad máxima, velocidad media, calorías, distancia, pulsaciones medias, pulsaciones máximas, potencia watos y tiempo.
- Conexión para MP3 y CD con mandos de volumen y altavoces incluidos.
- Doble captación del pulso: táctil e inalámbrica (cinturón no incluido).
- Soporte porta botellas.
- Estabilizadores ajustables.
- Ruedas para su desplazamiento.
- Dimensiones: 230x68x160 cm.

DATOS DE PEDIDO

Ref. 509189



marcador emotion frontal



marcador emotion lateral

al Servicio de la Salud



C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 902 161 024 - Fax: 902 102 418
e-mail: info@enraf.es - www.enraf.es